




— GREENLINE —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST® Tecnología de espuma

Calidad médica con **protección medioambiental 4.0**

aprox. **22%***
menos CO₂



Hyper Foam 2 *clinic*

— GREENLINE —

Presentado por:

tecnimoem
care

TECNIMOEM CARE S.L
Crta. Logroño-Mendavia, km.5
31230 Viana (Navarra) España - Spain
Tel: 948.646.213
email: tecniemoem@tecniemoem.com
www.tecniemoem.com

PRS 
Pressure Relieving Solutions



*aprox. 7,2kg menos CO₂ por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

www.funke-medical.de
-Germany-

Esterilizable térmicamente conforme a las normas del RKI*¹

Adecuado para la terapia contra el dolor

Hasta úlceras en estado 4 (EPUAP)

Muy alto riesgo (Escala de Norton-, Braden-, Waterlow)

Hyper Foam 2 *clinic*

GREENLINE

Colchón de terapia de decúbito

7 AÑOS DE GARANTÍA *²



Tamaños	
Altura	15 cm
Longitud	Véase la lista de precios actual
Ancho	Véase la lista de precios actual

GREENLINE

Tecnología de espuma ECOLAST®:

- Asegura una mayor durabilidad
- Menos emisiones de CO₂



Espuma ECOLAST® transpirable de poros abiertos	Esterilizable en autoclave	Material de funda impermeable a virus y bacterias según ASTM 1670 + 1671	Impermeable y a su vez transpirable	Alivio de presión < 18 mmHg	Funda bielástica para reducción de las fuerzas de corte	Marca CE MDR 2017/745	Libre de mantenimiento	Baja inflamabilidad DIN EN 597 (I+II) CRIB 5	Max. 5000 ppm	Peso del paciente: 0 – 150 kg

*¹ El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

*² La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!

*³ Para más detalles, vea las instrucciones de uso.